

■ユーザカスタマイズ留意事項・ユーザー単位 (2020.2.18)

本資料は、ver5.1.0以降の点数マスタに単位のない医薬品又は特定器材について、ユーザーにより単位を設定可能とする対応について解説するものです。

1 ユーザー単位の設定

点数マスタ登録画面より、「ユーザー」(F10)で遷移する「(Z010)点数マスタ設定—ユーザー設定登録」画面の「ユーザー単位」で入力を行い登録します。

この項目の値は、点数付加テーブル (public.TBL_TENSUPLUS) の新設項目

- ・ユーザー設定単位コード (USERTANICD)
- ・ユーザー設定単位名称 (USERTANINAME)

に格納されます。

2 単位の優先

単位の設定が複数あるため、どの単位を使用するかは以下となります。

医薬品

基本形：ユーザー単位 → 点数マスタの単位 (ユーザー管理マスタはこの単位)
一般名：一般名記載設定の単位 → 一般名テーブルの単位 → 基本形
薬剤情報：換算設定の単位 → 基本形

特定器材

基本形：ユーザー単位 → 点数マスタの単位 (ユーザー管理マスタはこの単位)
商品名：商品名マスタの単位 → 基本形

3 プログラムの変更

点数テーブル (public.tbl_tensu) で返却する単位は、標準提供の点数テーブル、ユーザー管理マスタが登録されている場合は点数ユーザーテーブルに登録されている内容となります。よって、ユーザー単位として設定した単位は、点数テーブルには反映しませんので点数マスタを読み込みした場合、医薬品又は特定器材については、点数付加テーブルを読みユーザー単位の設定がある場合はその単位で置き換えます。

COPY 句 CPTENSUPLUS.INC に以下の項目を追加しました。

- * ユーザー単位コード
03 TNSP-USERTANICD PIC X(03).
- * ユーザー単位名称
03 TNSP-USERTANINAME PIC X(24).

サブルーチンを提供しています。

ORCSSETTANI.CBL

使用例

```
点数マスタを読み込む処理 (TNS-TENSU-REC に読み込まれている)
*
IF      TNS-SRYCD(1:1)      =  "6" OR  "7"
  INITIALIZE  TNSUP-KEY
  MOVE      (点数付加基準年月日) TO  TNSUP-YUKOSTYMD
                                         TNSUP-YUKOEDYMD
  CALL      "ORCSSETTANI"  USING  TNS-TENSU-REC
                                         SPA-AREA
END-IF
*
```

この3行を省略した場合は、点数マスタの有効期間を基準日として点数付加を参照する

サブルーチン復帰後の点数マスタレコード (TNS-TENSU-REC) の
TNS-TANICD、TNS-TANINAME、TNS-TANIMOJISU には、ユーザー単位が
設定されている場合は、その値がセットされている。