

帳票番号 : 84

帳票名 : 処方控え

プログラム I D : A00000RA02

帳票 I D : A00000RA02. red
A00000RA02V02. red
A00000RA02V03. red
A00000RA02V04. red
A00000RA02V05. red

(1) プログラムの概要

ラベルプリンタ（幅75～80mm）サイズに合わせて印刷します。

(2) インストール手順

1. [03 プログラム更新]－[F4 プラグイン] よりインストールを行います。
※日レセ クラウド版をご利用の場合は、「マスターメニュー」の[プラグイン]よりインストールを行います。
2. [プラグイン]画面にて、プログラム名”オリジナル帳票”を選択し、「組込」ボタンをクリックします。
3. ”オリジナル帳票”の”インストール済み”欄に「○」が表示されたらインストール完了です。
4. プログラムオプションで各項目を設定します。
「01 医事業務」－「91 マスタ登録」－「101 システム管理マスタ」－「1910 プログラムオプション情報」を選択します。
プログラム名を選択します。
オプション説明を参照しオプション内容を入力します。
設定内容が正しいことを確認し登録します。

(3) ユーザプログラムの登録

1. ユーザプログラム画面でプログラムを登録します。
「01 医事業務」－「91 マスタ登録」－「101 システム管理マスタ」－「9700 ユーザプログラム起動情報」を選択します。
 - (1). 起動画面 … 起動する画面を選択します。
「請求確認」で実行する場合、請求確認(K03)を選択します。
「外来中途終了」で実行する場合、外来中途終了(K02)を選択します。
 - (2). 指示画面初期表示 … 「1 表示する」を選択します。
 - (3). 処理・帳票名 … 処理名（処方控え）を入力します。
 - (4). 実行スクリプト … 実行スクリプト（always/a00000ra02.sh）を入力します。
 - (5). 画面指示／全部実行 … 「1 画面指示」または「2 全部実行」を選択します。
 - (6). プリンタ名 … 印字するプリンタ名を入力します。
 - (7). チェックボタン … 「実行する」を選択します。設定内容が正しいことを確認し登録します。