

帳票番号 : 85

帳票名 : 薬袋

プログラムID : A00000RA03

帳票ID : A00000RA03.red
A00000RA03V02.red
A00000RA03V03.red
A00000RA03V04.red
A00000RA03V05.red

(1) プログラムの概要

ラベルプリンタ (幅75~80mm) サイズに合わせて印刷します。

(2) インストール手順

1. [03 プログラム更新] - [F4 プラグイン] よりインストールを行います。
※日レセ クラウド版をご利用の場合は、「マスターメニュー」の[プラグイン]よりインストールを行います。
2. [プラグイン]画面にて、「プログラム名」オリジナル帳票” を選択し、「組込」ボタンをクリックします。
3. ”オリジナル帳票” の”インストール済み”欄に「○」が表示されたらインストール完了です。
4. プログラムオプションで各項目を設定します。
「01 医事業務」-「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「1910 プログラムオプション情報」を選択します。
プログラム名を選択します。
オプション説明を参照しオプション内容を入力します。
設定内容が正しいことを確認し登録します。

(3) ユーザプログラムの登録

1. ユーザプログラム画面でプログラムを登録します。
「01 医事業務」-「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「9700 ユーザプログラム起動情報」を選択します。
 - (1). 起動画面 … 起動する画面を選択します。
「請求確認」で実行する場合、請求確認(K03) を選択します。
「外来中途終了」で実行する場合、外来中途終了(K02) を選択します。
 - (2). 指示画面初期表示 … 「1 表示する」を選択します。
 - (3). 処理・帳票名 … 処理名 (薬袋) を入力します。
 - (4). 実行スクリプト … 実行スクリプト (always/a00000ra03.sh) を入力します。
 - (5). 画面指示/全部実行 … 「1 画面指示」または「2 全部実行」を選択します。
 - (6). プリンタ名 … 印字するプリンタ名を入力します。
 - (7). チェックボタン … 「実行する」を選択します。
設定内容が正しいことを確認し登録します。