

医見書システム Ver.2.5.5 インストールマニュアル (Windows 用)

1. 医見書システム Ver. 2. 5. 5 インストーラのダウンロード 2
2. 医見書システム Ver. 2. 5. 5 のインストール 3

ご注意：本マニュアルの画面上スクリーンショット画像では、Ver2. 5. 2 の表記がありますが、
末尾の数字は、実際のアップデートバージョンによって変化します。ご了承ください。

1. 医見書システム Ver.2.5.5 インストーラのダウンロード




① 日本医師会ORCAプロジェクト公式サイト(<http://www.orca.med.or.jp/>)にアクセスします。「医見書コーナ」よりご利用のOS向けのアップデートパッチを選択し、ダウンロードしてください。

※ 医見書システムをご利用のパソコンが直接インターネットにつながっていない場合は、インターネットにつながっているパソコンを使用してアップデートパッチを入手し、USB メモリ等の記録媒体にて医見書システムをご利用のパソコンに持ち運んでください。


※ 医見書システムをご利用のパソコンが直接インターネットにつながっている場合は、オンラインアップデートでもバージョンアップが可能です。オンラインアップデートの手順は、医見書システム本体のマニュアルをご参照ください。

2. 医見書システム Ver.2.5.5 のインストール



- ② ダウンロード配布物を展開して出来る”Disk1 ” フォルダを開き、Disk1/InstData/Windows/VM フォルダ内の”install.exe)”をダブルクリックすると、インストール開始画面が表示されます。


「次へ」をクリックします。



- ③ 医見書 Ver.2.5 のインストール場所を設定する画面が表示されます。


医見書 Ver.2.5 のインストール場所を変更していない場合はそのまま「次へ」をクリックしてください。

医見書 Ver.2.5 のインストール場所を変更している場合はインストールフォルダを選択し「次へ」をクリックしてください。




④ インストールフォルダの確認画面が表示されます。

医見書がインストールされているフォルダが選択されているか確認し、「インストール」をクリックします。



⑤ インストールが開始されます。インストール完了までしばらくお待ちください。



- ⑥ 左図の画面が表示されると、インストールは完了です。