

医療訪問看護専用 レセ電データ表示ツール
レセ電ビューア
インストールマニュアル

日本医師会 ORCA 管理機構株式会社

2024年12月 20 日
(第1版)

1.動作環境

OS: : Microsoft Windows(10/11)

※Windows10 は、2025 年 10 月 14 日サポート終了

2.インストール方法





1.

ダウンロードした「jma-hkreceview.zip」を解凍後、フォルダ内を確認いただくと、左記ファイルが同梱されてますので、ダブルクリックしてください。


※「jma-hkreceview.exe」を実行時に下記画面が表示される場合があります。

「詳細情報」をクリックすると、「実行」ボタンが表示されるので、クリックしてください。




2.

ユーザーアカウント制御が出ましたら「はい」をクリックしてください。






3.
セットアップ画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。




4.
同意画面が表示されます。初期では「同意しない(D)」にチェックがついているので、「同意する(A)」にチェックをしてから「次へ」をクリックしてください。


☒ 同意する(A)
☐ 同意しない(D)




5.
情報画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




6. インストール左記の指定画面が表示されます。
変更せず「次へ」をクリックしてください。




7. スタートメニューフォルダ設定画面が表示されます。
「次へ」をクリックしてください。



8. 追加タスクの選択画面になります。
「次へ」をクリックしてください。



6. インストール準備完了画面が表示されます。
「インストール」をクリックしてください。



7. インストール中ですので、しばらくお待ちください。



8. 完了画面が表示されましたら、「完了」をクリックしてください。