

第VII章 データ移行


1 データ移行

オンプレ版給管鳥より収集したファイルを元に移行を行います。

CSV 形式のデータを「zip 形式」で圧縮したファイルが対象になります。

例) qkan_migration_20180626134004.zip (qkan_migration_【抽出した日時】.zip)


データ移行は【給管帳メニュー】または【各種メンテナンス】から起動します。



①自事業所が1件も登録されていない場合は、【給管帳メニュー】に【データ移行】ボタンが表示されますのでクリックしてください。


業務を開始する前に、オンプレ版給管鳥からデータ移行を行う場合
[データ移行]ボタンを押してください。

データ移行




②自事業所の登録を行った場合は、【メインメニュー】>【各種メンテナンス】>『データ移行』をクリックしてください。

1-1 データ移行




①【データ移行】の [データ移行実行] (ファイル選択) をクリックします。



② オンプレ版給管鳥より収集した zip ファイルが格納されているフォルダに移動します。


③ 対象のファイルを選択します。
※ qkan_migration_【抽出した日時】.zip



④ [開く] をクリックします。

⑤【データ移行】の対象ファイルに選択したファイル名が表示されます。

⑥【データ移行実行】をクリックします。




⑦確認メッセージが表示されます。
[OK] をクリックします。

！ご注意ください

データ移行を実行すると、登録した内容が全て初期状態へリセットされます。


！ご注意ください

[キャンセル] した場合は、対象ファイルを再度指定する必要があります。
①の操作からやり直してください。




！ご注意ください

zip ファイルの中身が移行可能なデータでない場合は、移行を中止します。




⑧確認メッセージが再度表示されます。
[OK] をクリックします。



⑨実行中、一覧に進捗情報を表示します。現在進行中の行は緑色で表示されます。

データ移行が完了するまでそのまましばらくお待ちください。



⑩データ移行が完了すると、一覧に進捗情報が表示されます。

！ご注意ください

確認メッセージは表示されません。


状態が「Success」「Warn」「Error」で表示されているデータは処理が完了しています。

※全てのデータがデータ移行できた場合は状態は Success で表示され、登録できないデータがあった場合は、状態は Warn で表示されます。

Error の場合はシステムエラーですので導入サポート事業所、ORCA サポートセンタにお問い合わせください。お問い合わせの際は、ログを出力していただけると対応がスムーズに行えます。


※出力方法については、次ページ以降をご参照ください。

1-2 ログの出力




①【データ移行】でログ出力する行を選択します。


②【ログ出力】(F12)をクリックします。




③確認メッセージが表示されます。
【OK】をクリックします。



④【ファイルのダウンロード】が表示されます。
【保存】をクリックします。



⑤保存ダイアログが表示されます。
保存先を指定して、【保存】をクリックします。




⑥【閉じる】をクリックして【ファイルのダウンロード】を閉じます。

！ご注意ください


ログファイルは複数ファイル存在するため、ダウンロードファイルは「zip 形式」で圧縮しております。
中身を確認する場合には、ご使用のコンピュータに合った解凍ソフトをご用意する必要があります。

1-3 ログの閲覧



①【データ移行】でログの内容を確認する行を選択します。


②【詳細】(F9)をクリックします。



③【データ移行ログ】が表示されます。移行対象ファイル毎の登録件数、エラー件数などを確認できます。

④ログ詳細を確認する行を選択します。

⑤【詳細】(F9)をクリックします。



⑥【データ移行ログ詳細】が表示されます。

※失敗の場合は背景色がピンク、キャンセルの場合は黄色で表示されます。