点数マスタユーザー単位対応 【機能操作説明】

2020年2月28日

日本医師会ORCA管理機構

三 目 次 三

1 機能操作説明(バージョン 5.1.0 以上)

(1)	ユーザー単位の登録	(例	医薬品)	 	 	 	 1
(2)	ユーザー単位の登録	(例	特定器材)	 	 	 	 4
(3)	ユーザー単位の表示。			 	 	 	 7
(4)	ユーザー管理マスタ			 	 	 	 8

本文書は、日医標準レセプトソフト Ver5.1.0 以降における標準提供された点数マスタの内、 医薬品又は特定器材の単位が未設定であるマスタに対し、ユーザーによる単位の設定方法につ いてまとめたものです。

(1) ユーザー単位の登録(例 医薬品)

点数マスタ登録業務からユーザー単位を設定するマスタを呼び出します。

(例) ドレニゾンテープ

	(Z04) 点数マスタ	設定-医薬品設	:定 - 医療法人 オルカ医	E院 [o	rmas	ter]				
620007706	ドレニゾンテープ4μg/cm2 0.	3 m g R 1.10.	1 ~ 99999999							
有効年月日	R 1.10. 1 ~ 99999999			00104000						
カナ名称		公衣	公衣順序番亏 20 英压其進 <u>204071102061</u>							
决学名称 本⇒ 4 4 4	$FU = 997 - 94 \mu g/cm^2 0.3$	smg7. scn	nxiucm				※1	楽価基準 264671152051		
止式名称							収取	力式守藏別 世界在日日 (0	
処万名称		栓迥	栓迥指直平月日 00000000							
一般名	フルドロキシコルチドテーブ (0.3mg	g) 7. 5cm×	10cm				単位	名: 換算値	: 1.00000	
金額	74.00 金	a額種別 1	金額	:	長期]投与	日数	0		
旧金額	75.70	日金額種別 1	金額	:	長期	投与	期限			
単位コード	000			_	エラ	,——処	理 長期	投与 0 找	25量 0	
+ = 1		ユーザー単位			投与	量				
麻毒	0なし:	内服算定	0なし	:	下	限・_	L限年齢	投与量	投与量 (頓服)	
神経破壊剤	0なし:	総量編集	0 なし	:	1	00	00	0.000	0.000	
生物学的製剤	0なし:	一般名記載	0 記載しない	:	2	00	00	0.000	0.000	
造影剤	0なし:	単位		:	4	00	00	0.000	0.000	
注射容量	0 規格単位数 0	換算値	0.00000		5	00	00	0.000	0.000	
薬剤	6 外用薬 :				6	00	00	0.000	0.000	
剤型	0 散剤、顆粒剤(細粒剤)、液剤以5:	分類区分		:	7	00	00	0.000	0.000	
長期投与	0	全数量記載区分		:	8	00	00	0.000	0.000	
後発医薬品	0 後発医薬品でない:	数量換算単位		:	9	00	00	0.000	0.000	
商品名等関連	00000000	数量換算值	0.00000		10	00	00	0.000	0.000	
湿布薬関係	0 [09 0枚][09 0枚]				月上	限回	数	月総投与量	0.000	
経過措置品目移										
日 7						Г	+#		EA 22	
氏る	削陈 人力					L			豆邨	

単位コードが未設定の場合は、「000 」のような表示になっています。 [ユーザー] ボタンをクリックして、設定画面を表示します。

	(Z010)点数マスタ設定–ユーザ設定登録	
番号 開始日 終了日	有効期間 R 1.10.1 ~ 99999999 処方名称 ユーザー単位 006 枚 採血料区分 : 前回検査日 ::	
番号	ユーザ設定 上限回数 算定履歴 0 無効 : 回数 月 0 1日 0 1週 0 他月数 0 他 0 エラー処理 0	
	総量編集 0 なし : 分類区分 一般名記載 0 記載しない : 全数量記載区分 単位 : 数量換算単位 換算値 0.00000 数量換算値	
F1 戻る F2 クリア	湿布薬関係 [0 g 0枚] [0 g 0枚] F3 削除	

有効期間を入力します。Enter キーを入力すると元のマスタと同じ有効期間を代入します。 左の歴に複数期間の表示があり、既に何らかの設定をしている場合は、設定する期間を選択 して読み込みます。

「ユーザー単位」を設定します。 例ではテープのため「006 枚」を設定しています。

[F12 登録] ボタンをクリックして登録処理を行います。

日医標準レセプトソフト

		(Z04)点数マ	スタ設定–医薬品設定							
620007706	ドレニゾンテープ4μg/cm2 0	. 3 m g R 1.10.	1 ~ 99999999							
有効年月日 カナ名称	R 1.10. 1 ~ 999999999 ドレニゾンテープ4マイクロG/CM	公表順	序番号	28194000						
漢字名称	ドレニゾンテープ4μg/cm2 0.	3mg7.5cm	n × 1 0 c m				薬価基	薬価基準 2646711S2051		
正式名称							収載方	式等識別	0	
処方名称							経過措置年月日 00000000			
一般名	フルドロキシコルチドテープ(0. 3m	単位名: 換算値: 1.00000								
金額	74.00	金額種別 1	金額	:	長期	目投与	日数	0		
旧金額	75.70	旧金額種別 1	金額	:	長其	旧投与	期限			
単位コード	000 :	ユーザー単位	006 枚		I	一処	理 長期務	85 0 投告	5量 0	
麻毒	0なし:	内服算定	0 なし	:	投告下	∓量 限・」	限年齢	投与量 打	段与量(頓服)	
神経破壊剤	0なし:	総量編集	0 なし	:	1	00	00	0.000	0.000	
生物学的製剤	0なし :	一般名記載	0 記載しない	:	2	00	00	0.000	0.000	
造影剤	0なし :	単位			3	00	00	0.000	0.000	
注射容量	0 規格単位数 0	換算值	0,00000		5	00	00	0.000	0.000	
薬剤	6 外用薬 :				6	00	00	0.000	0.000	
<u> 割</u> 刑	0 散剤、顆粒剤(細粒剤)、液剤以5:	分類区分		:	7	00	00	0.000	0.000	
長期投与	0	全数量記載区分		:	8	00	00	0.000	0.000	
後発医薬品	0 後発医薬品でない:	数量換算単位		:	9	00	00	0.000	0.000	
商品名等関連	00000000	数量換算值	0.00000		1 (00	00	0.000	0.000	
湿布薬関係	0 [0g 0枚][0g 0枚]	1			月」	限回	数	月総投与量	0.000	
経過措置品目移	行コート標準 自院									
戻る	削除入	カCD					ユーザー	-	登録	

登録後に元の画面に戻ります。

設定したユーザー単位は、画面内で確認できます。この項目は表示のみですので変更する場合などは再度ユーザー設定画面で変更します。

(2) ユーザー単位の登録(例 特定器材)

提供された点数マスタに単位が設定されている場合です(医薬品でも同様です)。

(例) 外科用接着用材料(特殊型)

	(Z05)点数マスタ設定-特定器材設定	
710010786	外科用接着用材料(特殊型) R 1.10.1 ~ 99999999	
有効年月日 カナ名称 漢字名称 正式名称 出力名称	R 1.10.1 ~ 999999999 ゲカヨウセッチャクヨウザイリョウ 外科用接着用材料(特殊型)	
金額旧金額	13800.00 金額種別 1 金額 : 上限点数 0 13500.00 旧金額種別 1 金額 :	
単位コード	033 g : データ区分 0 なし : ユーザー単位	
年齢加算	0 年齢加算なし : 【金額一覧】 来日 開始日 終7日 今朝	
上下限年齢 -	下限年齢 00 ~ 上限年齢 00	
名称識別	0通常 :	
酸素等	0 酸素、窒素以外 :	
特定器材種別1	0 通常	
上限価格(酸素)	() 下記以外 :	
公表順序番号	858000	
経過措置年月日		
別表番号	02	
区分番号	166	
複写元コード		
戻る	削除 入力CD ユーザー	登録

[ユーザー] ボタンをクリックして、設定画面を表示します。

	(Z010)点数マスタ設定–ユーザ設定登録	
番号開始日終了日	有効期間 R 1.10.1 ~ 99999999 出力名称 ユーザー単位 032 mg :	
番号	・ 前回検査日 ・ ユーザ設定 上限回数 算定履歴 0 無効 : 回数 月 0 1日 0 1週 0 他月数 0 他 0 エラー処理 0	
	総量編集 : 分類区分 一般名記載 : 全数量記載区分 単位 : 数量換算単位 換算値 0.00000 数量換算値 湿布薬関係 [0 g 0 枚] [0 g 0 枚] 0 枚]	:
F1 戻る F2 クリア	F3 削除 F12 登録	

ユーザー単位を設定して登録すると、

K042	
警告!点数マスタに単位がありますが、ユーザー単位が必要か確認して下さい。	
閉じる	

警告メッセージを表示します。

[閉じる] ボタンをクリックして警告メッセージを消した後に再度登録すると登録は可能で す。

※ユーザー単位をクリア(未設定)するために「000」を選択した場合は、空白(未設定) とします。

日医標準レセプトソフト

	(Z05)点数マスタ	9設定-特定器材設定	• •
710010786	外科用接着用材料(特殊型) R 1.10.1	~ 99999999	
有効年月日 カナ名称 漢字名称 正式名称 出力名称	R 1.10. 1 ~ 99999999 グカヨウセッチャクヨウザイリョウ 外科用接着用材料(特殊型)		
金額 旧金額 単位コード	13800.00 金額種別 1 金額 13500.00 旧金額種別 1 金額 033 g : データ区分 0 なし	: 上限点数 : : ユーザー単位 032 mg	0
年齡加算 上下限年齡 名称識別 酸素等 特定器材種別1 上限価格(酸素 公表順序番号	0 年齢加算なし : 下限年齢 00 ~ 上限年齢 00 0 通常 : 0 0 通常 : () 0 通常 : () 0 通常 : () () 通常 : () () 通常 : () () 予記以外 : () () 858000 () ()	【金額一覧】 番号 開始日 終了日 金額	
経過措置年月日 別表番号 区分番号	a 00000000 02 166	除 クリア 3	登録
複写元コード 戻る	削除 入力CD		ーザー 登録

元の画面に戻ると、警告としてユーザー単位は赤字で表示します。

(3) ユーザー単位の表示

ユーザー単位を設定したマスタを算定した場合は、その単位を表示します。



診療行為入力画面だけでなく、診療費明細書、処方箋など患者へ提供する資料及び診療報酬 明細書(レセプト)について、ユーザー単位が設定してある場合はそれを表示します。

※処方箋の一般名記載の場合は、一般名の単位を優先します。(点数マスタ画面の一般名単 位名が空白でない時)

※商品名マスタ(058xxxxx)登録

商品名マスタ登録での算定器材コードの単位は点数マスタの単位を表示しています。 単位の優先順位は以下の通り、

商品名マスタ単位 > ユーザー単位 > 点数マスタ単位

となります。

商品名マスタ単位	点数マスタ単位	ユーザー単位	表示単位
無	無	無	空白
無	無	有	ユーザー単位
無	有	無	点数マスタ単位
無	有	有	ユーザー単位
有	無	無	商品名マスタ単位
有	無	有	商品名マスタ単位
有	有	無	商品名マスタ単位
有	有	有	商品名マスタ単位

(4) ユーザー管理マスタ

ユーザー管理マスタの場合の対応についてです。

	(Z01)点数マスタ設定	
通常 [ユーザー管理] 診療行為コード 620007706 ドレニゾンテープ4µg/cm20.3 選択番号 - 有効年月日 ~	番号 有効開始年月日 01 00000000 H22. 3.31 02 H22. 4. 1 H24. 3.31 03 H24. 4. 1 H26. 3.31 04 H26. 4. 1 H28. 3.31 05 H28. 4. 1 H30. 3.31 06 H30. 4. 1 R 1. 9.30 07 R 1.10. 1 99999999	
戻る クリア 前回CD リスト	期限切置換 検索 一括削除	確定

バージョン 5.1.0 ヘアップグレードしてマスターデータ移行処理により、単位を設定していたためにユーザー管理マスタとなったケースの対応です。

ユーザー管理マスタはマスタ更新の対象外のため、単位以外で特別に項目値を変更していな い場合は、[一括削除] ボタンによりユーザー管理マスタを削除します。 削除後に改めてユーザー単位の設定を行います。