# 別紙:システム管理サイトアクセス手順書

#### システム管理サイト(本番) URL

https://ctrl-cmo.cloud.orcamo.jp

### システム管理サイト(デモ) URL

<u>https://demo-ctrl-cmo.cloud.orcamo.jp</u>

#### アクセス時に利用する証明書

・ベンダー管理者アカウントでログインする場合は、ベンダー管理者用証明書
 ・テナント管理者アカウントでログインする場合は、クライアント証明書

※クライアント証明書は、証明書ストアまたはブラウザに予めインストールしておく必要があります。
※証明書のインストールは別紙-証明書インストール手順書をご参照ください。

### アプリ別機能

■WebORCA 管理画面

- ・ベンダー管理アカウントでログインした場合
  - API キーの確認
  - カスタムクラウド
- ・テナント管理アカウントでログインした場合
  - DB インポート
  - DB ダンプ

■WebQKAN 管理画面

- ・ベンダー管理アカウントでログインした場合
  - API キーの確認
- ・テナント管理アカウントでログインした場合
   一機能なし
   ※【WebORCA管理画面】をクリックするとエラーになります

# データベースのインポートおよびダンプメニューへのアクセス方法(WebORCA のみ)

・<u>テナント管理者アカウント</u>でログイン

- ・【テナント情報】をクリック
- ・【WebORCA 管理画面】をクリック

	「管理 ユーザ管理 ログイン構整	
テナント詳細		
ORCAMO ID	u00000452	
名前	OSC用デナント	
サーバ射型ペンター	\$00000005 ORCAMOデストベンダー	
-10/5-9-		
空線目時	2019/06/27 10:34	
更新日時	2019/06/27 10:34	
t大m:	有劝	
備考		
連携アプリ設定	日レビ教授の画 WebORCA教授の論	WebQKANITIPEINI
ORCAMO クラウト目用 > WebORG	A	sartini - Weberch
		P-9-5-3 DB-C5-6-1- 08-2-7
of Codditions		1000 2 2 2 2

- ・【WebORCA】をクリック
- 【DB インポート】または【DB ダンプ】を クリック

### セッションクリア実行方法(WebORCAのみ)

セッションクリアをおこなうことで WebORCA クラウドで実行されている処理がクリアされ、クリア後に WebORCA クラウドへ接続した際、改めてサーバ割り当ておよび初回接続処理がおこなわれます。

WebORCA クラウドの動作不良時にセッションクリアをおこなうことで解消される場合がありますので、お 試しください。複数回セッションクリアをおこなっても解消されない場合はサポート窓口へお問い合わ せをお願いします。

•	テナン	ト管理者ア	カウント	でログイン
---	-----	-------	------	-------

- ・【テナント情報】をクリック
- ・【WebORCA 管理画面】をクリック

TOP	テナント情報 証明課	1866 丁一八時南	ログイン構理	
	テナント詳細			
	ORCAMO ID	u00000452		
	名前	OSC用デナント		
	サーバ領理ペンター	\$00000005 ORCAM	ロテストペンター	
	-10<>9-			
	登録日時	2019/06/27 10:34		
	更新自時	2019/06/27 10:34		
	18.95	有动		
	備考			
	体験アプリの定	LIL-PRIME	WebORCAWPPMill	WebOKANIERIN

・【セッションクリア】をクリック

orcamo 2001FE	11 WebORCA	307/38/E+	MISCISCA +	1018/825-
利用ブラン				
BLEINERGE ORCAMO ID BLEINERD SPRI	D S C (RFデザント) 00000452 10000452			

## テナントの API キー確認方法 (WebORCA/WebQKAN)

- ・<u>ベンダー管理者アカウント</u>でログイン
- ・【テナント管理】をクリック
- ・対象テナントの名前をクリック
- ・【WebORCA 管理画面】もしくは【WebQKAN 管理画面】をクリック
- ・API キーを確認する

ORCAMO 250 F	管理 > WebORCA	
テナント		
基本設定		
	u00000452	

給管帳	(ORCAMO7	ストベンダー)	
基本	設定		
	ORCAMO ID:	u00000452	
	名前:	OSC用テナント	
	ベンダーID:	5	
	ベンダー名:	ORCAMOテストペンダー	
	API+-:		3687(12cd
	医療提留ID:	3	